

Dane aktualne na dzień: 21-08-2026 00:59

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/viruton-extra-koncentrat-do-dezynfekcji-i-mycia-narzedzi-instrumentow-5l-p-1700.html>

Viruton Extra koncentrat do dezynfekcji i mycia narzędzi, instrumentów 5L

Cena brutto	455,71 zł
Cena netto	421,95 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Kod produktu	ML399
Producent	Medisept

Opis produktu

Enzymatyczny koncentrat do dezynfekcji i mycia narzędzi, instrumentów 5L

Viruton Extra to wydajny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dedykowany służbie zdrowia. Środek ten dzięki enzymowi proteazy solidnie wyczyści i zdezynfekuje instrumenty chirurgiczne i rotacyjne. Równie skutecznie usunie zaschnięte zabrudzenia organiczne. Przeznaczony jest zarówno do manualnej dezynfekcji jak i dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Posiada właściwości antykorozyjne (zawiera inhibitor korozji) i wysoką tolerancję materiałową. Jest zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa sztucznego. Posiada szerokie spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące.

- opakowanie: 5 litrów
- przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekujących (EN 14885)
- szerokie spektrum mikrobójcze (patrz niżej)
- wyjątkowe właściwości myjące
- wysoka tolerancja materiałowa
- nie zawiera aldehydów
- możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów
- ekonomiczny w użyciu
- produkt do użytku profesjonalnego
- typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego

Spektrum	Normy wg EN 14885	Czas	
		15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,5%	
	EN 14561	1%	0,5%
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348	0,5%, 1%	0,5%
	EN 14563	1%*, 2%	0,5%
Wirusy otoczkowe (w tym HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV)	EN 14476	0,5%	
Wirus Adeno	EN 14476	0,5%*	0,5%
Wirus Polio	EN 14476	1%	0,5%*

Sposób użycia:



Przygotować roztwór użytkowy koncentratu poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania. W celu otrzymania stężenia 0,5% należy 5 ml koncentratu rozpuścić w 995 ml wody. Instrumenty bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze. Wszystkie części i otwory muszą być całkowicie wypełnione roztworem. Po dezynfekcji, instrument wypłukać i wysuszyć. Aktywność nieskażonego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Ze względów higienicznych zaleca się codzienną wymianę roztworu. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi.

Skład:

Substancja czynna w 100 g produktu: 11,5 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (CAS: 2372-82-9), 3,12 g masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu, 1,25 g Chlorek didecyldimetyloamonu (CAS: 7173-51-5)

