

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/alkoholowe-chusteczki-do-dezynfekcji-velox-wipes-wklad-100-sztuk-p-1682.html>

Alkoholowe Chusteczki do dezynfekcji Velox Wipes wkład 100 sztuk



Cena brutto	26,60 zł
Cena netto	24,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Kod produktu	ML962
Producent	Medisept

Opis produktu

Chusteczki do dezynfekcji Velox Wipes 100 sztuk - wkład

Alkoholowe chusteczki do dezynfekcji i mycia sprzętu medycznego, łóżek zabiegowych, foteli stomatologicznych, aparatury medycznej a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Zalecane są również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed sterylizacją oraz protez i wycisków silikonowych. Chusteczki mają przyjemny cytrusowy zapach, nie zawierają aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada wysoką tolerancję materiałową na tworzywo ABS i materiały obciowe oraz pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed. Spektrum działania produktu według normy EN 14885: bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy HIV, HBV, HCV, Ebola, grypa, wirus opryszczki, wirus Rota, wirus Adeno.

Główne cechy produktu:

- chusteczki (wkład) do mycia i dezynfekcji
- skład: włóknina 13x20 cm, 23g/m²
- opakowanie: wkład 100 sztuk do [puszki ML979](#)
- alkoholowe
- działają już po 30 sekundach
- nie zawierają aldehydu i fenolu
- wysoka tolerancja materiałowa
- typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego
- numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8077/20

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1276	30 sek.	1 min.
	EN 13967	30 sek.	1 min.
	EN 13727	30 sek.	
Grzyby (C. albicans)	EN 1650	30 sek.	1 min.
	EN 13624	30 sek.	
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	1 min.
Wirusy otoczkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, wirus grypy A,B,C,	RKI/DVV	30 sek.	30 sek.

Herpes simplex)			
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	
Wirus Adeno	EN 14476	1 min.	

Skład:

100 sztuk zawiera: 173 g roztworu nasączającego.

substancja czynna w 100 g roztworu: 40 g pro-pan-2-ol (CAS:67-63-0), 20 g etanol, 0,39 g aminy, n-C10-16-alkilotrimetylenodi-
produkty reakcji z kwasem chlorooctowym, 0,25 g chlorek didecylo-dimetyloamoniowy

UWAGA:

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.