

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/bezalkoholowa-pianka-do-szybkiej-dezynfekcji-i-mycia-velox-foam-extra-1l-p-1683.html>



## Bezalkoholowa pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia Velox Foam Extra 1L

Cena brutto	<b>44,74 zł</b>
Cena netto	<b>41,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Kod produktu	<b>ML405</b>

### Opis produktu

## Pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia VELOX FOAM EXTRA 1L

Gotowa do użycia pianka, zalecana do dezynfekcji różnorodnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego. Zalecana do stosowania szczególnie na oddziale intensywnej opieki medycznej oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, lamp zabiegowych. Nie zawiera aldehydów i fosforanów, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada wysoką tolerancję materiałową na tworzywo sztuczne ABS i materiały obciowe.

Płyn do stosowania w obszarze medycznym, domach opieki, salonach fitness i SPA, gabinetach kosmetycznych i masażu oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością - **jako produkt biobójczy.**

- bezalkoholowa pianka
- gotowa do użycia
- działa już od 1 minuty
- szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, prątki, grzyby, wirusy
- przyjemny, cytrusowy zapach
- nie zawiera aldehydu i fosforanów
- wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obciowe
- gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania
- pojemność 1 litr
- produkt zawiera deklaracje zgodności UE
- posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym
- produkt przeznaczony do powszechnego stosowania
- typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
<b>Bakterie</b> (w tym MRSA)	EN 13727	1 min.	1 min.
<b>Grzyby</b> ( <i>C. albicans</i> )	EN 13624	1 min.	1 min.
<b>Prątki gruźlicy</b> ( <i>M. terrae</i> )	EN 14348	5 min.	10 min.
<b>Wirusy otoczkowe</b> (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV,	EN 14476	1 min.	1 min.

Herpes simplex, Ebola)			
------------------------	--	--	--

**Skład:**

**Substancje czynne w 100 g produktu:** 0,15 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, 0,14 g masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetylo)etoksy)etylo)-N-metyloamonu

**Uwaga:**

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.



[Zobacz wszystkie środki do dezynfekcji](#)