

Dane aktualne na dzień: 27-07-2026 08:13

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/bialy-podklad-medyczny-szerokosc-60-cm-dlugosc-80-metrow-p-440.html>

Biały podkład medyczny szerokość 60 cm długość 80 metrów

Cena brutto	39,11 zł
Cena netto	36,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Kod produktu	3103
Producent	Linea

Opis produktu

Dwuwarstwowe prześcieradło celulozowe 60 cm do gabinetów i salonów - długość 80 metrów

Jednorazowy podkład w rolce przeznaczony do zabezpieczania kozetek, leżanek, foteli i stołów zabiegowych. Szerokość 60 cm zapewnia wygodne pokrycie większej powierzchni, a perforacja ułatwia sprawne przygotowanie stanowiska przed kolejną wizytą.

Szerokość 60 cm Dobrze pasuje do kozetek, stołów do masażu i szerszych foteli zabiegowych.

Rolka o długości 80 m Długi nawój ogranicza częstotliwość wymiany rolki podczas codziennej pracy.

Perforacja co 38 cm Regularne nacięcia pozwalają oddzielać równe odcinki bez używania nożyczek.

6 rolek w kartonie Opakowanie zbiorcze zapewnia zapas dla kilku stanowisk lub intensywnie pracującego gabinetu.

Szerszy podkład na kozetkę, leżankę lub fotel zabiegowy

Rolka o szerokości 60 cm sprawdzi się na wyposażeniu wymagającym większego pokrycia niż standardowe podkłady 50 cm. Może być stosowana w gabinetach lekarskich, fizjoterapeutycznych, kosmetycznych, masażu, stomatologicznych oraz w placówkach opieki.

Przed zamówieniem warto zmierzyć powierzchnię roboczą kozetki lub fotela, aby upewnić się, że wybrana szerokość będzie odpowiednia.

Sprawne przygotowanie stanowiska między wizytami

Perforacja rozmieszczona co 38 cm pozwala szybko oderwać potrzebny fragment papieru. Dzięki temu personel może wymienić zabezpieczenie bez szukania nożyczek i bez ręcznego rozrywania rolki w przypadkowym miejscu.

Biała, gofrowana celuloza w dwóch warstwach

Podkład wykonano w całości z celulozy. Dwuwarstwowa budowa tworzy jednorazową barierę pomiędzy użytkownikiem a powierzchnią wyposażenia, natomiast gofrowanie nadaje papierowi wyczuwalną strukturę i ułatwia rozwijanie rolki.

Opakowanie przygotowane do regularnego użytkowania



Karton zawiera 6 rolek po 80 metrów. Taki zapas można rozdzielić pomiędzy kilka gabinetów albo przechowywać na zapleczu, aby kolejne rolki były dostępne bez składania częstych zamówień.

Parametry podkładu medycznego 60 cm

Rodzaj produktu	Jednorazowy podkład medyczny w rolce
Surowiec	100% celuloza
Kolor	Biały
Liczba warstw	2
Gramatura	2 × 20 g/m ²
Szerokość rolki	60 cm
Długość rolki	80 m
Perforacja	Tak, co 38 cm
Wymiar odcinka po perforacji	60 × 38 cm
Gofrowanie	Tak
Liczba rolek w kartonie	6 sztuk - podana cena za 1 rolkę
Jednostka sprzedaży	1 karton - 6 rolek
Pasujące uchwyty	Uchwyt na podkład medyczny
Przykładowe zastosowanie	Kozetki, stoły do masażu, leżanki rehabilitacyjne, fotele zabiegowe i kosmetyczne
Certyfikat i znak ekologiczny	EU Ecolabel

Najczęściej zadawane pytania

Jakie wymiary ma jedna rolka podkładu?

Rolka ma 60 cm szerokości i 80 m długości. Większa szerokość jest odpowiednia do wielu kozetek, leżanek i stołów zabiegowych.

Jak duży jest jeden odcinek podkładu?

Perforacja znajduje się co 38 cm, dlatego odcinek oddzielony w miejscu nacięcia ma około 60 × 38 cm. W razie potrzeby można rozwinąć kilka odcinków jednocześnie.

Czy podkład jest sprzedawany na pojedyncze rolki?

Nie. Jednostką sprzedaży jest pełny karton zawierający 6 rolek.

Czy podkład nadaje się do stołu do masażu?

Tak, może być używany na stołach i leżankach do masażu, jeżeli szerokość 60 cm odpowiada wymiarom ich powierzchni użytkowej.

Czy produkt można stosować w gabinecie kosmetycznym?

Tak. Podkład sprawdzi się na fotelach, leżankach i stołach wykorzystywanych podczas zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych i masażu.

Czy podkład jest sterylny?

W dostępnej specyfikacji produkt nie został oznaczony jako sterylny. Do procedur wymagających sterylnego zabezpieczenia należy wybrać wyrób posiadający odpowiednie oznaczenie producenta.

Czy podkład ma warstwę nieprzemakalną?

Specyfikacja wskazuje wykonanie w 100% z celulozy i nie wymienia dodatkowej warstwy foliowej. Produktu nie należy traktować jako podkładu nieprzemakalnego.

Czy rolkę można zamontować w uchwycie przy kozetce?

Można zastosować uchwyt przystosowany do rolek o szerokości co najmniej 60 cm. Przed montażem należy również sprawdzić średnicę trzpienia i sposób mocowania konkretnego uchwytu.

