

Dane aktualne na dzień: 21-08-2026 00:58

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/koncentrat-do-dezynfekcji-i-mycia-narzedzi-viruton-forte-5l-p-1702.html>

Koncentrat do dezynfekcji i mycia narzędzi Viruton Forte 5L

Cena brutto	373,65 zł
Cena netto	345,97 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	ML283
Producent	Medisept

Opis produktu

Skuteczny koncentrat do dezynfekcji i mycia narzędzi i instrumentów Viruton Forte

Viruton Forte bardzo dobrze czyści i dezynfekuje narzędzia w krótkim czasie. Przeznaczony jest zarówno do manualnej dezynfekcji, jak i dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową. Jest zalecany do narzędzi i instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa sztucznego. Posiada szerokie spektrum bójcze i znakomite właściwości myjące.

- opakowanie: 5l
- przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekujących (EN 14885)
- szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, prątki, grzyby, wirusy
- znakomite właściwości myjące
- możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów
- nie zawiera aldehydów
- skutecznie usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne
- właściwości antykorozyjne
- nie wymaga aktywatora
- ekonomiczny w użyciu
- produkt do użytku profesjonalnego
- typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego

Spektrum	Normy wg EN 14885	Czas	
		15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,5%*, 1%*	
	EN 14561	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
	EN 13697	1%	
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348	4%	1%
	EN 14563	4%	1%
Wirusy otoczkowe (w tym HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Wirus Adeno	EN 14476	1%	



Wirus Polio	EN 14476	4%	
--------------------	-----------------	-----------	--

Skład:

Substancja czynna w 100 g produktu: 3,76 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (CAS: 2372-82-9), 3,39 g masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu, 0,75 g 2-aminoetanol (CAS: 141-43-5)

Sposób użycia:

W celu otrzymania stężenia 1% należy 10 ml koncentratu rozpuścić w 990 ml wody.

Uwaga:

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

