

Dane aktualne na dzień: 21-08-2026 00:58

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/srodek-do-dezynfekcji-powierzchni-velox-spray-neutral-5l-p-2919.html>

Środek do dezynfekcji powierzchni Velox Spray Neutral 5L

Cena brutto	169,16 zł
Cena netto	156,63 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	1-2 dni robocze
Kod produktu	ML697
Producent	Medisept

Opis produktu

Preparat do dezynfekcji małych powierzchni VELOX SPRAY NEUTRAL 5L

Gotowy do użycia środek przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych tj: łóżko, fotel zabiegowy, aparatura medyczna i nieinwazyjny sprzęt operacyjny, sprzęt rehabilitacyjny. Polecany również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu. Odpowiednio dobrane składniki gwarantują szerokie spektrum bójcze w bardzo krótkim czasie oraz idealną czystość bez smug. Jest szczególnie polecany do szklanych i błyszczących powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Jest łagodniejszy niż Velox Top AF.

- działa już od 15 sekund
- szerokie spektrum mikrobójcze
- nie pozostawia smug i zacieków
- neutralny zapach
- preparat gotowy do użycia
- gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania
- nie odbarwia powierzchni
- pojemność 5 litrów
- do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
- produkt zawiera deklarację zgodności UE
- posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym
- produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania
- typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego

Spektrum	Normy wg EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	30 sek.	30 sek.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 13624	15 sek.	15 sek.
Prątki gruźlicy (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	30 sek.	30 sek.
Wirusy otoczkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	30 sek.	1 min.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	1 min.
Wirus Adeno	EN 14476	1 min.	30 sek.

Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze oraz bójcze wobec prątków gruźlicy, ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, koronawirusa, HIV, HBV).



HCV).

Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 30 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Po użyciu zamknąć szczelnie opakowanie.

Skład:

Substancja czynna w 100 g produktu: 63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol

Uwaga:

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

