

Dane aktualne na dzień: 27-07-2026 08:13

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/przescieradlo-medyczne-podklad-medyczny-w-rolki-50-cm-dlugosc-80-cm-p-2738.html>

Prześcieradło medyczne - podkład medyczny w roli 50 cm długość 80 cm

Cena brutto	36,04 zł
Cena netto	33,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	4-6 dni robocze
Kod produktu	THA102
Producent	Merida

Opis produktu

Podkład medyczny - rolka ochronna 50 cm do kozetek i foteli zabiegowych

Dwuwarstwowy podkład przeznaczony do zabezpieczania powierzchni używanych podczas badań, zabiegów, masażu i pielęgnacji. Perforowana rolka pozwala szybko przygotować świeży odcinek przed przyjęciem kolejnego pacjenta lub klienta.

216 odcinków w rolce Regularna perforacja ułatwia oddzielanie kolejnych fragmentów bez używania nożyczek.

Wymiary 50 cm × 80 m Węższa rolka dobrze pasuje do wielu kozetek, foteli oraz stołów zabiegowych.

Dwie warstwy celulozy Podkład wykonano ze 100% celulozy o łącznej gramaturze 2 × 16 g/m².

Gofrowany i wodotrwały Struktura papieru ułatwia jego układanie i pomaga zachować spójność przy kontakcie z wilgocią.

Sprawną wymianą zabezpieczenia między wizytami

Perforacja co 37 cm pozwala szybko oddzielić równy fragment papieru i przygotować stanowisko do kolejnego badania lub zabiegu. Jeden odcinek ma około 50 × 37 cm, a w razie potrzeby można rozwinąć kilka połączonych części.

Podkład do węższych kozetek i leżanek

Szerokość 50 cm sprawdzi się na wielu fotelach kosmetycznych, leżankach rehabilitacyjnych, stołach do masażu i kozetkach lekarskich. Przed zakupem warto zmierzyć powierzchnię roboczą, aby dobrać odpowiednią szerokość rolki.

Do gabinetów medycznych, kosmetycznych i rehabilitacyjnych

Jednorazowy podkład pomaga ograniczyć bezpośredni kontakt użytkownika z powierzchnią wyposażenia. Może być stosowany w gabinetach lekarskich i zabiegowych, fizjoterapii, rehabilitacji, salonach kosmetycznych, gabinetach masażu oraz punktach medycyny estetycznej.

Rolka dopasowana do profesjonalnych uchwytów

Średnica pełnej rolki wynosi 14 cm, a wewnętrzna gilza ma 5 cm. Podkład jest zgodny między innymi ze stelażem Merida ST3 oraz pojemnikiem na prześcieradło GSM023.

Parametry prześcieradła medycznego w rolce



Rodzaj produktu	Prześcieradło medyczne w rolce
Model	Merida THA102
Surowiec	100% celuloza
Kolor	Biały
Białość	82%
Liczba warstw	2
Gramatura	2 × 16 g/m²
Szerokość rolki	50 cm
Długość rolki	80 m
Perforacja	Tak, co 37 cm
Liczba odcinków w rolce	216 sztuk
Gofrowanie	Tak
Wodotrwałość	Tak
Średnica rolki	14 cm
Średnica gilzy	5 cm
Opakowanie handlowe	6 rolek - podana cena za 1 rolkę
Pasujące uchwyty	Wieszak na podkład medyczny
Przykładowe zastosowanie	Kozetki, leżanki, stoły do masażu oraz fotele medyczne i kosmetyczne

Najczęściej zadawane pytania

Ile odcinków można uzyskać z jednej rolki?

Jedna rolka zawiera 216 odcinków. Perforacja znajduje się co 37 cm, dzięki czemu papier można wygodnie oddzielać w wyznaczonych miejscach.

Czy szerokość 50 cm pasuje do każdej kozetki?

Podkład jest przeznaczony przede wszystkim do węższych kozetek, foteli i leżanek. Przed zamówieniem należy zmierzyć szerokość powierzchni, która ma zostać zabezpieczona.

Do jakich uchwytów pasuje rolka?

Producent wskazuje zgodność ze stelażem Merida ST3 oraz pojemnikiem GSM023. Przy innym uchwycie należy sprawdzić szerokość 50 cm, średnicę rolki 14 cm i gilzę o średnicy 5 cm.

Czy prześcieradło jest wyrobem medycznym?

Tak. Producent klasyfikuje podkład THA102 jako wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego stosowania w gabinetach i placówkach usługowych.

Czy podkład jest nieprzemakalny?

Producent określa papier jako wodotrwały, jednak podkład wykonano w 100% z celulozy i nie ma warstwy foliowej. Nie należy traktować go jako zabezpieczenia całkowicie nieprzemakalnego.

Czy prześcieradło jest sterylne?

Produkt nie został oznaczony jako sterylny. Do procedur wymagających sterylności zabezpieczenia należy zastosować wyrób posiadający odpowiednie oznaczenie producenta.

Ile rolek znajduje się w opakowaniu handlowym?

Opakowanie handlowe zawiera 6 rolek. Każda rolka ma 80 metrów długości i 216 perforowanych odcinków.

W jakich gabinetach można używać tego podkładu?

Produkt sprawdzi się między innymi w gabinetach lekarskich, zabiegowych, kosmetycznych, fizjoterapeutycznych, rehabilitacyjnych, masażu i medycyny estetycznej.

